


Übersicht Bohrprotokoll FairWhite 4,2 x 10 mm



FairWhite Parallel Standardplatzierung
untere Kante Markierung

FairWhite Schulter crestale Platzierung
obere Kante Markierung

Variable Platzierung zwischen unterer und oberer Markierung


Am Beispiel FairWhite Parallel \varnothing 4,2 x 10 mm und FairWhite Schulter \varnothing 4,2 x 10 mm



Standardplatzierung FairWhite™ Parallel + Schulter

Untere Markierung

1,5 mm
Gingiva




Kopf über
Knochen 7 mm

1,5 mm
supracrestal

FairWhite™ Parallel + Schulter

Obere Markierung
Standard + 1,5 mm



Kopf über
Knochen 5,5 mm

crestal

✓✓ ideal geeignet

✓ geeignet