

# Dokumentation Bohrernutzung



## Jeder Bohrer hat nur eine begrenzte Standzeit.

Die Standzeit der FairImplant Bohrer ist auf Grund Ihrer Konstruktion und der Materialqualität außergewöhnlich lang. Ihre Schärfe lässt aber dennoch nach jeder Anwendung und Sterilisation etwas nach. Die außergewöhnlich lange Standzeit birgt die Gefahr, dass die Übersicht über die Nutzungshäufigkeit verloren geht.

Als Hilfe bietet sich an, in dieser Tabelle jede Implantatbohrung/ Sterilisation zu notieren. So stellen Sie sicher, dass nach den empfohlenen **max. 25 Nutzungen** ein Bohrer ersetzt wird, Sie immer eine optimale Formkongruenz erzielen und perfekte Knochenspäne gewinnen.

Beispiel:

### Pilot- und Vorbohrer



#### Best.-No.

20 15 16  
20 20 16  
20 20 19  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Nutzungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Jetzt bestellen

6	7	8	9	10
6	7	8	9	10
6	7	8	9	10
6	7	8	9	10
6	7	8	9	10

#### Bestellt am

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Bitte beachten:**  
Die Pilot-/Vorbohrer haben konstruktiv bedingt eine abweichende Standzeit von **max. 10 Nutzungen**.

**Generell:**  
Beschädigte Bohrer – auch bei nur kleinen Schäden – sind grundsätzlich sofort zu ersetzen.

### Formbohrer ø 2,8



#### Länge Best.-No.

\* 10 mm 21 28 10  
13 mm 21 28 13

#### Nutzungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Jetzt bestellen

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### Jetzt bestellen

21	22	23	24	25
21	22	23	24	25

#### Bestellt am

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Formbohrer ø 3,5



#### Länge Best.-No.

08 mm 21 35 08  
10 mm 21 35 10  
13 mm 21 35 13  
16 mm 21 35 16

#### Nutzungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Jetzt bestellen

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### Jetzt bestellen

21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25

#### Bestellt am

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Formbohrer ø 4,2



#### Länge Best.-No.

06 mm 21 42 06  
08 mm 21 42 08  
10 mm 21 42 10  
13 mm 21 42 13  
16 mm 21 42 16

#### Nutzungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Jetzt bestellen

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### Jetzt bestellen

21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25

#### Bestellt am

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Formbohrer ø 5,0



#### Länge Best.-No.

06 mm 21 50 06  
08 mm 21 50 08  
10 mm 21 50 10  
13 mm 21 50 13  
16 mm 21 50 16

#### Nutzungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Jetzt bestellen

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20


#### Jetzt bestellen

21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25

#### Bestellt am

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Formbohrer ø 6,0



#### Länge Best.-No.

06 mm 21 60 06  
08 mm 21 60 08  
10 mm 21 60 10  
13 mm 21 60 13

#### Nutzungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Jetzt bestellen

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### Jetzt bestellen

21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25

#### Bestellt am

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Erweiterungsbohrer ø 3,5



#### Best.-No.

08 mm 22 35 08  
10 mm 22 35 10  
13 mm 22 35 13  
16 mm 22 35 16

#### Nutzungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Jetzt bestellen

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### Jetzt bestellen

21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25

#### Bestellt am

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Erweiterungsbohrer ø 4,2



#### Best.-No.

06 mm 22 42 06  
08 mm 22 42 08  
10 mm 22 42 10  
13 mm 22 42 13  
16 mm 22 42 16

#### Nutzungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Jetzt bestellen

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### Jetzt bestellen

21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25

#### Bestellt am

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Erweiterungsbohrer ø 5,0



#### Best.-No.

06 mm 22 50 06  
08 mm 22 50 08  
10 mm 22 50 10  
13 mm 22 50 13  
16 mm 22 50 16

#### Nutzungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

#### Jetzt bestellen

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

#### Jetzt bestellen

21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25
21	22	23	24	25

#### Bestellt am

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_