

Hier bestellen

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.



Die magnetische Prothese!

Ja, ich möchte wie folgt bestellen:

Menge	Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Abutment Magnet Konus S (kurz)	40 35 81	145,00 €	
	Abutment Magnet Konus S (lang)	40 35 82	145,00 €	
	Prothesenmagnet Konus	41 81 00	72,00 €	

Menge	Zubehör – Artikelbezeichnung	Art. Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Positionsmanschette Magnet Konus (subgingival)	41 81 01	10,00 €	
	Positionsmanschette Magnet Konus (supragingival)	41 81 02	10,00 €	
	Resilienzring Magnet Konus	41 81 03	12,50 €	
	Laboranalog Magnet Konus	41 81 04	41,00 €	
	Einschraubschlüssel Magnet Konus	90 81 00	99,00 €	

Konus-Magnet Abutment S



Telefon: 040 · 25 33 055-0



Bestell-Fax: 040 · 25 33 055-29



E-Mail: bestellung@fairimplant.de

Praxis

Anschrift

Datum

Unterschrift

Praxisstempel/Unterschrift

„Klack“ und die Prothese sitzt


Die magnetische Prothese ...

- für alte und motorisch eingeschränkte Patienten
- zuverlässige Haftkraft
- einfaches Handling
- bequeme Reinigung
- gaumenfreie Gestaltung



Das Aufbauprinzip

- Zwei Magnete ziehen sich an
- korrosionssichere Reintitanhülle



Prothesenmagnet

wird in die Prothese eingeklebt

Magnet Abutment


wird direkt in das Implantat eingeschraubt

... einfach anziehend!

- schnelle Chairside-Versorgung möglich
- simples Umrüsten von LOCATOR®-Prothesen
- kein Matrizentausch nötig
- starke Divergenzen ausgleichbar
- für Ober- und Unterkiefer geeignet

Konische Magnete

- konische Form mit 10°
- nimmt seitliche Kräfte auf
- stabilisiert Prothese gegen seitliche Verschiebung
- 2 Aufbauhöhen kurz und lang



Positionsmanchette / Resilienzring
sie dienen dem lagerichtigen Einpolymerisieren des Prothesenmagnetes und vermeiden das Zusammentreffen der beiden Magnete



Insert

Ratscheneinsatz

Resilienzring/Positionsmanchette

Prothesenmagnet