


Pilotbohrer 1,5 x 16 mm



Artikelnummer 20 15 16

- Dieser Pilotbohrer kann für die Aufbereitung jeder Größe verwendet werden.

Eignung /Freigabe

- Max. 800 Umdrehungen pro Minute
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich

Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- **Zubehör:**
 - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung