


# Dreikant Pilotbohrer 2,0 x 19 mm



## Artikelnummer 20 20 19

- Dieser universelle Bohrer sollte in keinem Implantat-System fehlen.
- Mit dem Dreikant Pilotbohrer kann der Bohrkanal sehr präzise und sicher festgelegt werden

## Eignung /Freigabe

- Max. 800 Umdrehungen pro Minute
- Grünes Winkelstück mit Untersetzung 10:1
- Kühlung erforderlich

## Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- sterilisierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- **Zubehör:**
  - Dokumentation Bohrernutzung (Artikel 99 00 05)

## Weiterführende Informationen

- Chirurgiehandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung