


Abutment One-Piece L kurz



Artikelnummer 40 50 07

- Für FairTwo Platform L (Durchmesser 5,0 und 6,0 mm)

Eignung /Freigabe

- Labor: Eindrehmoment max. 10 Ncm
- Definitives Eindrehmoment: 25 Ncm

Werkstoff und Eigenschaften

- Abutment: Reintitan medical grade 4

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Einschraubschlüssel FairOne friktiv Ø 5,0 (Artikel 90 50 01)
- oder Einschraubschlüssel FairOne Ø 5,0 (Artikel 90 50 02)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung