

Abformpfosten Kappen FT



Artikelnummer 42 16 00

- Kappen für Abformpfosten geschlossene Abformung universal für Plattform S und L

Eignung /Freigabe

Werkstoff und Eigenschaften

- POM

Verpackung (Verpackungseinheit 5)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- desinfizierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Abformpfosten FT geschlossen S (Artikel 40 16 02)
- Abformpfosten FT geschlossen L (Artikel 40 20 02)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch