


Einheilkappe S kurz



Artikelnummer 42 16 03

- Für FairTwo Platform S Durchmesser 3,5 und 4,2 mm
- Farbkennung gelb

Eignung / Freigabe

- Eindrehmoment max. 10 Ncm

Werkstoff und Eigenschaften

- Reintitan medical grade 4
- Titananodisierung gelb

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Winkelstück (Artikel 90 00 05, 90 00 06)
- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 07, 90 00 08, 90 00 10)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung