

Einheilkappe Standard S kurz



Artikelnummer 42 16 04

- Für FairTwo Platform S Durchmesser 3,5 und 4,2 mm
- Das Austrittsprofil entspricht den Abutments Standard und gewinkelt der Größe S kurz
- Farbkennung gelb

Eignung / Freigabe

- Eindrehmoment max. 10 Ncm

Werkstoff und Eigenschaften

- Reintitan medical grade 4
- Titananodisierung gelb

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Winkelstück (Artikel 90 00 05, 90 00 06)
- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 07, 90 00 08, 90 00 10)
- Abutment Standard S kurz (Artikel 40 35 01)
- Abutment gewinkelt 16° S kurz (Artikel 40 35 09)
- Abutment gewinkelt 21° S kurz (Artikel 40 35 11)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung