

Einheilkappe L kurz



Artikelnummer 42 20 03

- Für FairTwo Plattform L Durchmesser 5,0 und 6,0 mm
- Farbkennung rot

Eignung / Freigabe

- Eindrehmoment max. 10 Ncm

Werkstoff und Eigenschaften

- Reintitan medical grade 4
- Titananodisierung rot

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Winkelstück (Artikel 90 00 05, 90 00 06)
- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 07, 90 00 08, 90 00 10)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung