

Einheilkappe Standard L kurz



Artikelnummer 42 20 04

- Für FairTwo Platform L Durchmesser 5,0 und 6,0 mm
- Das Austrittsprofil entspricht den Abutments Standard und gewinkelt der Größe L kurz
- Farbkennung rot

Eignung / Freigabe

- Eindrehmoment max. 10 Ncm

Werkstoff und Eigenschaften

- Reintitan medical grade 4
- Titananodisierung rot

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Winkelstück (Artikel 90 00 05, 90 00 06)
- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 07, 90 00 08, 90 00 10)
- Abutment Standard L kurz (Artikel 40 50 01)
- Abutment gewinkelt 16° L kurz (Artikel 40 50 09)
- Abutment gewinkelt 21° L kurz (Artikel 40 50 11)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung