

# Einheilkappe L lang



## Artikelnummer 42 20 07

- Für FairTwo Platform L Durchmesser 5,0 und 6,0 mm
- Farbkennung rot

## Eignung / Freigabe

- Eindrehmoment max. 10 Ncm

## Werkstoff und Eigenschaften

- Reintitan medical grade 4
- Titananodisierung rot

## Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

## Aufbereitung

- sterilisierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Winkelstück (Artikel 90 00 05, 90 00 06)
- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 07, 90 00 08, 90 00 10)

## Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung