

Laboranalog S



Artikelnummer 80 16 01

- Das Laboranalog ist für die Erstellung des Meistermodells nach Abformung für alle FairTwo Platform S (Durchmesser 3,5 und 4,2 mm).

Eignung /Freigabe

Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- entfällt

Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Winkelstück (Artikel 90 00 05, 90 00 06)
- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 07, 90 00 08, 90 00 10)
- Abformpfosten FT S (Artikel 42 16 01)
- Abformpfosten FT geschlossen S (Artikel 42 16 02)
- Scanbody S (Artikel 80 16 02)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch