

# Laboranalog FairOne Ø 2,8 mm



## Artikelnummer 80 28 01

- Für unpräparierte FairOne Implantate mit dem Durchmesser 2,8 mm.

## Eignung /Freigabe

### Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

### Verpackung (Verpackungseinheit 5)

- unsteril im Schlauchbeutel

### Aufbereitung

- entfällt

### Verbundene Teile, Zubehör

### Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch