

LOCATOR® Schraubendreher



Artikelnummer 90 00 09

- Damit kann das LOCATOR®-Abutment festgeschraubt werden. Anschluss ist die Ratschenaufnahme von FairImplant
- Hersteller: Zest Anchors

Eignung / Freigabe

Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Ratsche (Artikel 90 00 11)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformationen zur Wiederaufbereitung