

Abutmentauswerfer S



Artikelnummer 91 16 00

- Im Konus festsitzende Abutments in Laboranalogen oder Implantaten der Größe S (Durchmesser 3,5 und 4,2 mm) können mit diesem Instrument sicher und zerstörungsfrei entnommen werden
- Farbkennung grün

Eignung /Freigabe

Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung