

Abumentauswerfer L



Artikelnummer 91 20 00

- Im Konus festsitzende Abuments in Laboranalogen oder Implantaten der Größe L (Durchmesser 5,0 und 6,0 mm) können mit diesem Instrument sicher und zerstörungsfrei entnommen werden
- Farbkennung rot

Eignung /Freigabe

Werkstoff und Eigenschaften

- Medizinstahl

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung