

LOCATOR® L 2,0 mm



Artikelnummer LO02785

- LOCATOR® FairTwo Platform L (Durchmesser 5,0 und 6,0 mm) mit Gingivahöhe 2,0 mm
- Hersteller: Zest Anchors

Eignung / Freigabe

- Labor: Eindrehmoment max 10 Ncm
- Definitives Eindrehmoment: 25 Ncm

Werkstoff und Eigenschaften

- Titanlegierung medical grade 5 (Ti6Al4V)
- Kopf ist nitriert

Verpackung (Verpackungseinheit 1)

- unsteril in Kunststoffröhrchen im Schlauchbeutel

Aufbereitung

- sterilisierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Schraubendreher für Ratsche (Artikel 90 00 09)
- Allzweckwerkzeug (Artikel LO8394)
- Labor-Set (Artikel LO8519-2)
- Labor-Set anguliert (Artikel LO8540-2)
- Laboranalog (Artikel LO8530)
- Abformkappe (Artikel LO8505)
- Richtungsindikator (Artikel LO8517)
- Angulierungsmaßstab (Artikel LO9530)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch
- Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung