

LOCATOR® Abformkappe



Artikelnummer LO08505

- LOCATOR® Abformkappe für alle FairTwo-LOCATOR® zur Abformung und Anfertigung der Prothese im Labor
- Hersteller: Zest Anchors

Eignung / Freigabe

Werkstoff und Eigenschaften

- Aluminiumgehäuse mit Einsatz (Polyethylen)

Verpackung (Verpackungseinheit 4)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Blister

Aufbereitung

- desinfizierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Allzweckwerkzeug (Artikel LO8394)
- Laboranalog (Artikel LO8530)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch