

# LOCATOR® Labor-Set



## Artikelnummer LO08519-2

- LOCATOR® Labor-Set für alle FairTwo-LOCATOR® enthält
  - Retentionsgehäuse mit schwarzem Retentionseinsatz
  - Retentionseinsätze klar (stark), rosa (mittel) und blau (leicht),
  - Ausblockring
- Hersteller: Zest Anchors

## Eignung / Freigabe

- Max Divergenz 10°

## Werkstoff und Eigenschaften

- Retentionsgehäuse (Ti6Al4V),
- Retentionseinsatz schwarz (Polyethylen),
- andere Retentionseinsätze (Nylon)
- Ausblockring (Teflon)

## Verpackung (Verpackungseinheit 2)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Blister

## Aufbereitung

- desinfizierbar

## Verbundene Teile, Zubehör

- Allzweckwerkzeug (Artikel LO8394)
- Laboranalog (Artikel LO8530)
- Abformkappe (Artikel LO8505)

## Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch