

LOCATOR®

Retentionseinsatz klar



Artikelnummer LO08524

- LOCATOR® Retentionseinsatz klar
- Haltekraft ca. 2,3 kg, stark
- Hersteller: Zest Anchors

Eignung / Freigabe

- Divergenz max 10°

Werkstoff und Eigenschaften

- Nylon

Verpackung (Verpackungseinheit 4)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Blister

Aufbereitung

- desinfizierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Allzweckwerkzeug (Artikel LO8394)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch