

# LOCATOR®

## Retentionseinsatz rosa



### Artikelnummer LO08527

- LOCATOR® Retentionseinsatz rosa
- Haltekraft ca. 1,4 kg, mittel
- Hersteller: Zest Anchors

### Eignung / Freigabe

- Divergenz max 10°

### Werkstoff und Eigenschaften

- Nylon

### Verpackung (Verpackungseinheit 4)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Blister

### Aufbereitung

- desinfizierbar

### Verbundene Teile, Zubehör

- Allzweckwerkzeug (Artikel LO8394)

### Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch