

# LOCATOR®

## Retentionseinsatz blau



### Artikelnummer LO08529

- LOCATOR® Retentionseinsatz blau
- Haltekraft ca. 0,7 kg, leicht
- Hersteller: Zest Anchors

### Eignung / Freigabe

- Divergenz max 10°

### Werkstoff und Eigenschaften

- Nylon

### Verpackung (Verpackungseinheit 4)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Blister

### Aufbereitung

- desinfizierbar

### Verbundene Teile, Zubehör

- Allzweckwerkzeug (Artikel LO8394)

### Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch