

LOCATOR® Laboranalog



Artikelnummer LO08530

- LOCATOR® Laboranaloge für alle FairTwo-LOCATOR® zur Anfertigung der Prothese im Labor
- Hersteller: Zest Anchors

Eignung / Freigabe

Werkstoff und Eigenschaften

- Aluminium

Verpackung (Verpackungseinheit 4)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Blister

Aufbereitung

- entfällt

Verbundene Teile, Zubehör

- Allzweckwerkzeug (Artikel LO8394)
- Abformkappe (Artikel LO8505)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch