

LOCATOR® Labor-Set anguliert



Artikelnummer LO08540-2

- LOCATOR® Labor-Set für alle FairTwo-LOCATOR® enthält
 - Retentionsgehäuse mit schwarzem Retentionseinsatz
 - Retentionseinsätze grün (stark), orange (mittel) und rot (leicht),
 - Ausblockring
- Hersteller: Zest Anchors

Eignung / Freigabe

- Divergenz 10°-20°

Werkstoff und Eigenschaften

- Retentionsgehäuse (Ti6Al4V),
- Retentionseinsatz schwarz (Polyethylen),
- andere Retentionseinsätze (Nylon)
- Ausblockring (Teflon)

Verpackung (Verpackungseinheit 2)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Blister

Aufbereitung

- desinfizierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Allzweckwerkzeug (Artikel LO8394)
- Laboranalog (Artikel LO8530)
- Abformkappe (Artikel LO8505)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch