

LOCATOR®

Retentionseinsatz rot



Artikelnummer LO08548

- LOCATOR® Retentionseinsatz rot
- Haltekraft ca. 0,5 kg, leicht
- Hersteller: Zest Anchors

Eignung / Freigabe

- Divergenz max 20°

Werkstoff und Eigenschaften

- Nylon

Verpackung (Verpackungseinheit 4)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Blister

Aufbereitung

- desinfizierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Allzweckwerkzeug (Artikel LO8394)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch