

LOCATOR®

Retentionseinsatz grau



Artikelnummer LO08558

- LOCATOR® Retentionseinsatz grau
- Haltekraft ca. 0,0 kg, ohne
- Hersteller: Zest Anchors
- Dieser Einsatz wird häufig zur Eingewöhnung oder bei Optimierung der Handhabung des Einsetzens und Herausnehmens für den Patienten, z.B. bei drei Abutments.

Eignung / Freigabe

- Divergenz max 20°

Werkstoff und Eigenschaften

- Nylon

Verpackung (Verpackungseinheit 4)

- unsteril im Kunststoffröhrchen im Blister

Aufbereitung

- desinfizierbar

Verbundene Teile, Zubehör

- Allzweckwerkzeug (Artikel LO8394)

Weiterführende Informationen

- Prothetikhandbuch